



- Reducerar risken för ofrivillig utdraging av katetern
- Reducerar risken för att katetern stöts ut av kroppen
- Säker infästning och skydd av katetern upp till en vecka
- Reducerar kateterrörelser och förstoring av insticksstället
- Mjuk profil och ytstruktur för optimal patientkomfort
- Möjliggör för patienten att duscha med katetern på plats
- Förhindrar knickbildning av katetern
- Förhindrar kontamination av insticksstället från omgivningen
- Minimal risk för hudirritation

Drain-Guard 8150

Fixeringsförband för perkutana katetrar

Drain-Guard

Säker fixering av katetrar

Drain-Guard är ett specialförband för fixering av perkutana katetrar och dränageslangar. Förbandets fästsida, som består av en hudvänlig hydrocolloid platta, fäster den speciellt utformade skumdynan vilket håller katetern på plats. Skumdynan är utformad för att säkert fixera katetrar mellan 5 och 16 French.

Den säkra fixering som förbandet erbjuder förhindrar att katetern stöts ut och minimerar även ofrivilliga kateterrörelser vilka kan skada insticksstället och orsaka läckage.

Skumdynan förhindrar effektivt knickbildning även om patienten ligger på katetern.

För patientens bästa


Drain-Guard ger en påtagligt förbättrad komfort för patienten med det mjuka och smidiga självhäftande förbandet, suturering kan uteslutas.

Den hydrocolloida plattan har genomgått omfattande tester så att risken för hud irritationer eller allergiska reaktioner är liten, även om nya förband appliceras på samma insticksställe i flera veckor.

Slutligen, eftersom det är enkelt att ta på kläder över förbandet så upplever patienten en ökad säkerhet med fixationen. Detta ger patienten en större komfort och rörelsefrihet utan att besväras av katetern.

Enkelt att använda

Drain-Guard fixeringsförband appliceras enkelt och snabbt på patientens hud och byte av förbandet kan med fördel även göras i hemmiljö.



Orderinformation:

CE
Drain-Guard 0459

REF.	Produkt	Förpackning
8150	Drain-Guard - Specialförband för perkutana	1 st i steril förpackning, 25 st sterilförpackningar per låda

KEBOMED A/S

• Jernholmen 43
DK-2650 Hvidovre
Danmark

• Tel.: 040 305 105
Fax: 040 305 106
info@kebomed.se



Copenhagen MedLab ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark