

A.5650

A.4120

A.4125V

A.4125

A.4130

A.4131



Engangs undersøkelsesutstyr til rektosigmoidoskopi

Disposable medical devices for rectosigmoidoscopy



Made in Italy

Forebyggingen av tarmkreft og behandlingen av tarminfeksjoner har stor nytte i bruken av nyoppfinnelser av undersøkelsesutstyr. Sapi Med samarbeider med proktologiskolen ved Universitet i Padova, og hvert år investerer de mye ressurser på forskning og målrettede studier for å gi spesialistene i denne sektoren avanserte teknologiske hjelpemidler både til flergangsbruk som til engangsbruk.

Early diagnosis of colorectal cancers and other bowel diseases are made easier with this innovative range of plastic, single-use rectosigmoidoscopes from Sapi Med. Designed in co-operation with the proctology school of the University of Padova and other leading international institutions, the range includes a choice of different sizes of scopes with tough, hi-tech multi-use plastic grips. Designed for use with the versatile Sapi Med cold light sources and fibre-optic cables.



KEBOMED

TEKNISK SKJEMA

TECHNICAL SHEET

W.000115IGB REV.03 04.2008

Engangs undersøkelsesutstyr til rektosigmoidoskopi

Disposable medical devices for rectosigmoidoscopy


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Fullstendig refleksfri
- Garantert atraumatisk
- Perfekt belysning med kald lyskilde GLF 100
- I overensstemmelse med kravene til det europeiske direktivet 93/42/EU
- Inneholder ikke Lateks
- Tydelig cm merking
- 4 forskjellige typer REF. A.4113

TECHNICAL FEATURES

- Range of four sizes available to suit varying clinical needs
- External cm markings on tubes
- Flash-free
- Guaranteed atraumatic
- Sapi Med cold-light sources fit all scopes
- Conform fully with essential requirements of European Council Directive 93/42/EU
- Latex free

REF A.4113



Proktoskop

Gjennomsiktig tube Lengde: 130 mm
Indre diameter: 17 mm
Ytre diameter 19,6 mm


Esker på: 25 tuber
Kit (25 tuber + 2 håndtak): **Ref. A.4300**
REF A.4120

Short rectoscope

Transparent tube length 130mm
Internal diameter: 17mm
External diameter: 19,6mm

Quantity per box: 25x scopes
Kit (25x scopes + 2x grips): **Ref. A.4300**

REF A.4120



Pediatrisk rektoskop

Gjennomsiktig tube Lengde: 200 mm
Indre diameter: m 12,5 mm
Ytre diameter : 15,1 mm


Esker på: 25 tuber
Kit (25 tuber + 2 håndtak): **Ref. A.4400**
REF A.4125 / A.4125V

Paediatric rectoscope

Transparent tube length: 200mm
Internal diameter: 12.5mm
External diameter: 15.1mm

Quantity per box: 25x scopes
Kit (25x scopes + 2x grips): **Ref. A.4400**

REF A.4125/A.4125V



Rektoskop

Ref. A.4125: *Gjennomsiktig* tube
Ref. A.4125V: *Grønn* tube
Lengde: 250 mm
Indre diameter: 17 mm
Ytre Diameter: 19,6 mm


Esker på: 25 tuber
Kit (25 gjennomsiktige tuber + 2 håndtak.): **Ref. A.4200**
Kit (25 grønne tuber + 2 håndtak): **Ref. A.4200V**
REF A.4130

Rectoscope

Ref. A.4125: *Transparent* tube
Ref. A.4125V: *Green* tube
Length: 250mm
Internal diameter: 17mm
External diameter: 19,6mm

Quantity per box: 25x scopes
Kit (25x transparent scopes + 2x grips): **Ref. A.4200**
Kit (25x green scopes + 2x grips): **Ref. A.4200V**

REF A.4130



Rektosigmoidoskop med "flex"

Hvit tube, Lengde: 300 mm
Indre diameter: 13,4 mm
Ytre diameter: 19,5 mm

Confezione: n° 50 tubi
Kit (50 slanger + 3 håndtak): **Ref. A.4100**
REF A.4131

Rectosigmoidoscope "Rigid-flexible"

White tube length: 300mm
Internal diameter: 13,4mm
External diameter: 19,5mm

Quantity per box: 50x scopes
Kit (50x scopes + 3x grips): **Ref. A.4100**

REF A.4131



Håndtak

til (begrenset) flerbruk til forskjellige modeller:
A.4113 - A.4120 - A.4125 - A.4125V - A.4130

Utstyrt med:
Hengslet luke med okular og adapter for ballong.
Også enkel tilkobling for bruk av lyskilde
Rengjøringsanvisning for begrenset gjenbruk.

Grip

Tough, multi-use plastic grip. For models:
A.4113 - A.4120 - A.4125 - A.4125V - A.4130
Equipped with: Hinged closure incorporating lens and insufflator connection. Easy-to-attach press fitting for cold light source cable. Cleaning instructions for limited re-use.