

- Reducerar risken för ofrivillig utdragning av katetern
- Säker infästning och skydd av katetern upp till en vecka
- Medger inspektion av insticksställe och kateterläge
- Mjuk profil och ytstruktur för optimal patientkomfort
- Möjliggör för patienten att duscha med katetern på plats
- Förhindrar knickbildning av katetern
- Förhindrar kontamination av insticksstället från omgivningen
- Minimal risk för hudirritation

Epi-Guard 8170

Fixeringsförband för epiduralkatetrar

Epi-Guard

Säker fixering av katetrar

Epi-Guard är ett specialförband för fixering av epiduralkatetrar.

Förbandets fästsida, som består av en hudvänligt hydrocolloid platta, fäster den speciellt utformade skumdynan som håller katetern på plats.

Den hydrocolloida plattan absorberar kroppsvätskor och anestetika som kan rinna tillbaka från nålens insticksställe samt även den lokalbedövning som applicerats innan insättning av epiduralkatetern. Skumdynan förhindrar effektivt knickbildning även om patienten ligger på katetern.

För patientens bästa


Epiduralkatetrar fixeras idag traditionellt med plastfilm eller olika typer av tape och det är inte ovanligt att kateterns läge oavsiktligt rubbas. Detta kan få till följd att ny kateter måste anläggas och patienten periodvis inte erhåller adekvat smärtlindring. Med Epi-Guard minskar risken för dessa olägenheter.

Den hydrocolloida plattan har genomgått omfattande tester så att risken för hudirritationer eller allergiska reaktioner är liten.

Slutligen, eftersom det är enkelt att ta på kläder över förbandet så upplever patienten en ökad säkerhet med fixationen. Detta ger patienten en större komfort och rörelsefrihet utan att besväras av katetern.

Enkelt att använda

Epi-Guard fixeringsförband appliceras enkelt och snabbt på patientens hud och möjliggör en standardiserad och säker infästning av katetern.



Orderinformation:

Epi-Guard **CE**
0459

REF.	Produkt	Förpackning
8170	Epi-Guard - Specialförband för epiduralkatetrar	1 st i steril förpackning, 25 st sterilförpackningar per låda

KEBOMED A/S

• Jernholmen 43
DK-2650 Hvidovre
Danmark

• Tel.: 040 305 105
Fax: 040 305 106
info@kebomed.se



Copenhagen MedLab ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark