



# LiNA CoolBrain

*Kirurgiskt pannband med kylningseffekt*



## LiNA CoolBrain

LiNA CoolBrain är ett förfuktat kirurgiskt pannband med automatisk kylningseffekt som håller kirurg och annan operationspersonal kylda och torra under operationen. CoolBrain är mjuk och bekväm att bära och utrustad med ett elastiskt band som passar alla huvudstorlekar. CoolBrain är tillverkad av PVA-skum som har en väldigt stor yta. Den stora ytan tillåter fukt att indunstas, vilket ger önskad kylningseffekt. Under operationen kommer skummet att absorbera tillgängligt svett, för att fortsätta kylningen. CoolBrain kommer steril och packas i en speciell aluminiumpåse som bibehåller fukt inne i pannbandet i mer än 3 år från produktionsdatum. Fukten består av 99,8% vatten och 0,2% konserveringsmedel.

- Förfuktad med elastiskt justerbart band
- Färdig att användas
- Steril



### Orderinformation:

### LiNA CoolBrain

Beställningsnummer	Produkt	Förpackning
CB-200	LiNA CoolBrain - kirurgiskt pannband tillverkat av PVA-skum med porstorlek 130 mikron. Förfuktad och klar för användning. Engångsanvändning.	25 st/förpackning, steril